



1 x sortiert –
wochenlang Ruhe!

Information
Information
Information
Informazione



Morgens

1 Stunde(n)
vor
dem Essen

Mittags

zum Essen

Abends

2 Stunde(n)
nach
dem Essen

Medikamenteneinnahme
einfach • sicher • passend für Sie

HAN-Bürogeräte GmbH & Co. KG
Daimlerstraße 2
32051 Herford

Fon: (05221) 9337-0

Fax: (05221) 9337-50

Email: info@mediTimer.de

Web: www.mediTimer.de

AMTS-SYSTEM



AMTS-SYSTEM





DE – Vielen Dank, dass Sie sich für den mediTimer® interessieren. Mit dem mediTimer® können Sie jetzt Ihre Gesundheit organisieren.

Der mediTimer® ist ein einfaches und intelligentes System, das Sie bei Ihrer Medikamenteneinnahme unterstützt und sicher durch den Tag führt. Auf den nächsten Seiten lernen Sie den mediTimer® umfassend als völlig neue Generation von Medikamenten-Dosierern kennen.

GB – Many thanks for your interest in the mediTimer®. You can now organise your health with the mediTimer®.

The mediTimer® is a simple and intelligent organisation system that supports you with the taking of your medication and safely leads you through the day. On the next pages, you will be able to comprehensively familiarise yourself with the mediTimer as a completely new generation of medication dosing systems.

FR – Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au mediTimer®. Le mediTimer® vous permet maintenant d'organiser votre santé de manière sûre!

Le mediTimer® est un système simple et intelligent qui vous aide à prendre vos médicaments et vous guide de manière sûre tout au long de la journée. Au fil des pages suivantes, vous allez faire entièrement connaissance avec le mediTimer, une toute nouvelle génération de piluliers.

IT – Ringraziamo per l'interesse nel nostro prodotto mediTimer®. Con mediTimer® potrà ora organizzare Sua salute.

Il mediTimer® è un sistema di pianificazione semplice e intelligente, concepito per facilitare una sicura assunzione dei farmaci nel corso della giornata. Le seguenti pagine offrono dettagliate informazioni sul mediTimer, ossia su una nuovissima generazione di dosatori di farmaci.

DE – Das System im Überblick

mediTimer®

Das Basis-Modul mit
3 Medikamentenboxen
2 Etikettenbögen mit
Einnahmezeiten

Separat erhältlich:

Das Erweiterungs-Modul mit
1 Medikamentenbox

GB – The System at a Glance

mediTimer®

The basic module with
3 medication boxes,
2 sheets of labels with the
administration times

Available separately:

the expansion module with
1 medication box

FR – Vue d'ensemble du système

mediTimer®

Module de base avec
3 boîtes à médicaments,
2 feuilles d'étiquettes et les
horaires de prise.

Disponible séparément :

Module d'extension composé
d'une boîte à médicaments.

IT – Profilo del sistema

mediTimer®

Modulo base con
3 scatolette per farmaci e
2 fogli per etichette con orari
di assunzione

Disponibile separatamente:

Modulo di ampliamento con
1 scatoletta per farmaci



DE – Die Vorteile Ihres Gesundheitsmanagers

- ✓ 1 x sortiert – wochenlang Ruhe
- ✓ Individuell richtige Einnahmezeitpunkte
- ✓ Nur sichere Original-Verpackungen
- ✓ Für alle Darreichungsformen
- ✓ Erweiterbar für zusätzliche Einnahmezeiten

GB – The benefits of your health manager

- ✓ 1 x sorted – weeks of peace and quiet!
- ✓ Customised correct times to take the tablets
- ✓ Only safe original packaging
- ✓ For all forms of administration
- ✓ Expandable for additional administration times

FR – Voici les avantages de votre responsable santé

- ✓ 1 fois le tri effectué, des semaines de tranquillité
- ✓ Horaires corrects de prise de chaque médicament
- ✓ Uniquement des emballages d'origine sûrs
- ✓ Pour toutes les formes d'administration
- ✓ Extensible pour d'autres horaires de prise

IT – I vantaggi del Suo "assistente" alla salute"

- ✓ Una volta assortiti, i farmaci possono essere assunti in tutta tranquillità per più settimane
- ✓ Orari corretti di assunzione dei singoli farmaci
- ✓ Solo confezioni originali sicure
- ✓ Idoneo per tutti i tipi di somministrazione
- ✓ Espandibile per ulteriori orari di assunzione



DE – Separat erhältlich

Bei mehr als drei Einnahmezeitpunkten ist der mediTimer® separat erweiterbar.

In diesem Fall legen Sie das Erweiterungs-Modul mit eingeschobener Box mit der Verbindungs-lasche nach oben hin. Drücken Sie nun den mediTimer® auf das Erweiterungs-Modul, bis es klickt.

Bitte beachten Sie:

Das Erweiterungs-Modul lässt sich danach nicht mehr entfernen!

GB – Available separately

The mediTimer® can be separately expanded for more than three administration times.

In this case, place the expansion module with the connecting tab of the inserted box facing upward. Now press the mediTimer® onto the expansion module until it clicks.

Please note:

the expansion module can no longer be removed!

FR – Disponible séparément

Le mediTimer® est extensible séparément si un médicament doit être pris plus de trois fois par jour. Dans ce cas, posez le module d'extension avec la patte de jonction vers le haut et avec la boîte insérée. Poussez ensuite le mediTimer® sur le module d'extension jusqu'au dé clic.

Remarque importante :


le module d'extension ne peut ensuite plus être enlevé !

IT – Disponibile separatamente

Il mediTimer® può essere ampliato in caso di più di tre orari di assunzione. In tal caso il modulo di ampliamento va posizionato con scatoletta inserita ed elemento di collegamento rivolto verso l'alto. Premere quindi il mediTimer® sul modulo di ampliamento fino a farlo scattare in posizione.

Attenzione:

Il modulo di ampliamento non potrà più essere rimosso!



DE – Vorbereitung

Die Etiketten gemäß der individuell richtigen Einnahmezeitpunkte (z.B. anhand Ihres Medikationsplans) auswählen, beschriften und an die Boxen anbringen.

Tipp: Sollten Sie Fragen zur Einrichtung des mediTimer[®] haben, können Sie sich jederzeit auf unserer Homepage www.mediTimer.de informieren und mit uns in Kontakt treten.

GB – Preparation

Select the labels in keeping with the customised correct administration times (e.g. on the basis of your medication regimen), inscribe them and adhere to the boxes.

Tip: Should you have any questions about setting the mediTimer[®] up, you can obtain information from our website: www.meditimer.de or contact us.

FR – Préparation

Choisissez les étiquettes en fonction des horaires corrects de prise individuelle (par ex. en vous basant sur votre plan de médication), rédigez les étiquettes et fixer les sur les boîtes.

Astuces : si vous souhaitez des précisions sur la configuration du mediTimer[®], vous pouvez vous informer en permanence sur notre site www.meditimer.de et nous contacter.

IT – Preparativi

Selezionare le etichette conformemente ai corretti orari di assunzione (p.es. in base al Suo schema posologico), munirle quindi di dicitura e applicarle infine sulle scatolette.


Suggerimento: in caso di dubbi circa l'allestimento del mediTimer[®], potrà informarsi nonché contattarci in qualsiasi momento sul nostro sito www.meditimer.de.

DE – Innovatives Farbleitsystem für richtige Einnahmezeitpunkte (weitere Informationen dazu unter www.mediTimer.de)

EN – Innovative colour guidance system for the correct administration times (further information is available at www.mediTimer.de)

FR – Système innovant de guidage couleur pour prendre les médicaments au bon moment (informations supplémentaires sur www.mediTimer.de)

IT – Innovativo sistema con colori identificativi dei corretti orari di assunzione (ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.mediTimer.de)



DE – Befüllen der Boxen

- 1 Ziehen Sie die Sperre hoch.
- 2 Schieben Sie alle Boxen von rechts nach links raus.
- 3 Befüllen Sie die zeitlich richtigen Boxen mit Ihren Medikamenten. Alles, was zu einem Zeitpunkt einmal eingenommen/angewendet werden soll, ist einmal in die richtige Box zu stellen. Z.B. bei Tabletten jeweils ein Tablettenstreifen (Originalblister) oder bei Tropfen die Tropfenflasche mit der Aufschrift, wieviele Tropfen zu nehmen sind. Ist nur ein Blister für zwei Einnahmezeitpunkte vorhanden, ist dieser durchzuschneiden und auf die zwei richtigen Boxen zu verteilen. **Tipp:** Sollten Sie Fragen zum Befüllen des mediTimer® haben, können Sie sich auf www.mediTimer.de informieren und mit uns in Kontakt treten.

GB – Filling the boxes


- 1 Pull the barrier up.
- 2 Push all of the boxes out from right to left.
- 3 Fill the boxes with your medication in keeping with the appropriate times. Everything that is to be taken/applied at a certain time is to be placed in the correct box once. For example, one tablet strip (original blister) for tablets or the drops bottle with the label stating how many drops are to be taken for drops. Should there only be one blister for two administration times, this is to be cut through and distributed between the two appropriate boxes. **Tip:** Should you have any questions about filling the mediTimer® up, you can obtain information from our website: www.meditimer.de or contact us.

FR – Remplissage des boîtes

- 1 Tirer le verrouillage vers le haut.
- 2 Sortez toutes les boîtes en les poussant de la droite vers la gauche.
- 3 Placez les médicaments dans les boîtes indiquant le bon moment où les prendre. Chaque médicament à prendre/utiliser une fois à un certain moment doit être placé une fois dans la boîte correcte. S'il s'agit par ex. de comprimés, placez une carte blister contenant les comprimés ou, s'il s'agit de gouttes, placez le flacon avec mention du nombre de gouttes à prendre. S'il n'y qu'une seule carte blister pour un médicament à prendre deux fois, il faut la couper en deux et placer chaque moitié sur les deux boîtes correctes. **Astuces :** si vous souhaitez des précisions concernant le remplissage du mediTimer®, vous pouvez vous informer en permanence sur notre site www.meditimer.de et nous contacter.

IT – Riempimento delle scatolette

- 1 Sollevare l'arresto.
- 2 Spingere fuori tutte le scatolette, procedendo da destra verso sinistra.
- 3 Inserire i Suoi farmaci nelle scatolette contrassegnate con il corretto orario di assunzione. Tutti i prodotti che devono essere assunti/applicati a un determinato orario vengono sistemati un'unica volta nella giusta scatoletta. P.es. un'intera striscia di compresse (blister originale) oppure un flacone con contagocce munito di dicitura relativa al prescritto numero di gocce. Se è disponibile un unico blister per due differenti orari di assunzione, si deve tagliare il blister e distribuire le due metà nelle corrette scatolette. **Suggerimento:** in caso di dubbi circa il riempimento del mediTimer®, potrà informarsi nonché contattarci in qualsiasi momento sul nostro sito www.meditimer.de.



DE – Befüllen des mediTimer® mit den bestückten Boxen

- 1 Sperre runter drücken.
- 2 Die befüllten Medikamentenboxen in der richtigen Tages-Reihenfolge von rechts nach links in das Gehäuse reinschieben.

GB – Filling the mediTimer® with the filled boxes


- 1 Push the barred down.
- 2 Insert the filled medication boxes in the housing from right to left in the correct day order.

FR – Remplir le mediTimer® avec les boîtes garnies

- 1 Appuyer sur le verrouillage.
- 2 Introduire les boîtes à médicaments remplis dans le boîtier, de la droite vers la gauche, dans l'ordre de la prise quotidienne.

IT – Riempimento del mediTimer® con scatolette già rifornite

- 1 Premere l'arresto verso il basso.
- 2 Abbassare l'arresto ed inserire nel contenitore le scatolette riempite con i farmaci, procedendo da destra verso sinistra e nel corretto ordine giornaliero.



DE – Anwendung

- 1 Sperre hochziehen.
- 2 Erste Box zur richtigen Tageszeit vorne rausschieben.
- 3 Medikamente einnehmen/ anwenden.
- 4 Sperre wieder runterdrücken.
- 5 Die benutzte Box von hinten wieder in das Gehäuse schieben, bis es klickt.
- 6 Vorne steht nun automatisch die Box mit der nächsten Einnahmezeit.

GB – Use

- 1 Pull the barrier up.
- 2 Push the first box to the front at the required times.
- 3 Take/ apply the medication.
- 4 Sperre wieder runterdrücken.
- 5 Push the barrier back down.
- 6 The box with the next administration time is now automatically at the front.

FR – Utilisation

- 1 Tirer le verrouillage vers le haut.
- 2 Au bon moment de la journée, pousser la première boîte pour la faire sortir par l'avant.
- 3 Prendre/utiliser les médicaments.
- 4 Appuyer de nouveau sur le verrouillage.
- 5 Réintroduire, par l'arrière dans le boîtier, la boîte utilisée, jusqu'à entendre un déclic.
- 6 La boîte correspondant à l'heure de prise suivante se trouve alors automatiquement à l'avant.

IT – Impiego

- 1 Sollevare l'arresto.
- 2 Spingere fuori la prima scatoletta per il corrispondente orario di assunzione.
- 3 Assumere/applicare i farmaci.
- 4 Riabbassare l'arresto.
- 5 Inserire la scatoletta appena utilizzata nella parte posteriore del contenitore fino a farla scattare in posizione.
- 6 La scatoletta prevista per il successivo orario di assunzione si troverà quindi automaticamente nella posizione anteriore..

